


# 攪拌子

磁気異方性の優れた高保磁力と磁気エネルギーの高い磁石。



傾斜面などで攪拌したい時傾斜面に特ピンを固定すればこの攪拌子が使用できます。  
(特ピンφ12を使用してください)  
完全密閉できます。




図1

## K-28 新素材マグネットを使用した攪拌子

### 特長

- ・優れた熱安定性を有しています。
- ・磁気エネルギーが高い高性能永久磁石を使用しています。
- ・攪拌子の重心が磁場と一致していますので回転中心がずれません。
- ・高粘性の液体の攪拌に威力を発揮します。

### 仕様

コードK-28	-05	-06	-07	-08	-09	-10
形式	ストレート型					
寸法(mm)	φ12×20	φ12×30	φ15×40	φ15×50	φ15×70	φ15×100
磁極の長さ(mm)	15	20	30	40	60	90
価格	¥5,500	¥6,200	¥6,900	¥8,400	¥9,600	¥11,000

コードK-28	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
形式	ダイフロン角リング・テフロンリング付ストレート型				ダイフロン角リング・テフロンリング付ジャイアントストレート型			ディスク攪拌子
寸法(mm)	φ15×40	φ15×50	φ15×70	φ15×100	φ22×150	φ30×200	φ35×250	φ110
磁極の長さ(mm)	30	40	60	90	140	180	230	—
価格	¥10,400	¥12,400	¥13,600	¥15,000	¥32,000	¥55,000	¥60,000	¥110,000

※攪拌子の選び方:スターラ側の磁極の長さの範囲内が、理想です。

代理店